ESPECTROFOTÓMETROS




S-200



MENÚ PRINCIPAL



MEDICIÓN EN PANTALLA GRANDE



RESULTADOS POR BARRIDO DE TIEMPO Y PROCESAMIENTO DE DATOS

ESPECTROFOTÓMETROS BOECO S-200 VIS & S-220 UV/VIS

Los modelos de BOECO S-220 (UV/VIS) y S-200 (VIS) son sistemas de medición de alta calidad, rentables, compactos que sirven para el análisis diario en los campos de educación, control de calidad e investigación básica

▶ Sistema óptico de haz simple con un barrido de escala completa.

Los sistemas ópticos de haz simple son compactos y ahorran espacio. El sistema óptico de lámpara xenón Hamamatsu de larga vida útil dentro del S-220 asegura un funcionamiento rápido y confiable, . En el modelo S-200 usa una lámpara halógena de tungsteno que también provee una medición confiable.

Deración mediante pantalla táctil de color

La operación intuitiva a través de la pantalla táctil de color provee un acceso sencillo a una extensa gama de funciones. La pantalla táctil es sensible al lápiz óptico y los guantes para laboratorio. El software accionado mediante ícono brinda una mejor accesibilidad y la visualización gráfica permite mostrar en pantalla el espectro o la curva de estándar. Las teclas rápidas de avance y retroceso permiten al usuario continuar o regresar rápidamente al proceso. Un lector de datos grande para la medición de fotometría fácilita la lectura de datos.

▶ Varios modos de medición

Los modos de operación incluyen análisis fotométrico y de múltiples longitudes de onda, barrido de espectro, barrido de tiempo y cinética; asimismo, incluyen los resultados directos de concentración.

Accesorios opcionales

Una variedad de accesorios incluyen el portatubos, celda de flujo con "sipper", controlador de temperatura, portacubetas para longitud de paso largo y portaceldas múltiples se encuentran disponibles para mejorar diferentes necesidades de aplicación.

▶ Almacenaje y Salida de Datos

Almacenaje externo con tarjeta SD y Software MasterReport para PC descargable gratuitamente en (www.boeco.com) permite exportar datos a la PC en texto compatible o bajo el formato de hoja de cálculo para el procesamiento adicional de datos en la PC.

El almacenaje de métodos y resultados es casi ilimitado, con tan solo remplazar la de tarjeta SD cuando sea necesario. Las opciones de impresora se encuentran disponibles para la impresión directa de resultados con gráficos

▶ Función de validación

Para asegurar el óptimo funcionamiento del equipo, las funciones de autodiagnóstico están provistas en la característica de GLP/GMP para validar el funcionamiento y auditoría.

Código	Descripción
BOE 8620000	Espectrofotómetro Modelo S-200 Vis, haz simple con un
	barrido de escala completa y operación de pantalla
	táctil de color. Suministrado con portacubetas de
	10 x 10 mm.
BOE 8622000	Espectrofotómetro Modelo S-220 UV/Vis, haz simple con
	un barrido de escala completa y operación de pantalla
	táctil de color. Suministrado con portacubetas de
	10 x 10 mm.

Especificaciones

Rango de longitud de onda:

Ancho de banda espectral:

Exactitud de transmitancia:

Reproducibilidad de transmitancia: 0.2% T

Línea base "flatness":

Nivel de ruido:

Estabilidad de la línea base:

Luz difusa o parásita:

Long. de onda variable controlada: 0.2nm Exactitud de longitud de onda: Reproducibilidad de long, de onda: ≤ 0.5nm Vel. de barrido de long. de onda:

Vel. de mov. de longitud de onda:

Absorbancia: Transmitancia: Barrido de espectro:

Concentración: Resolución seleccionable:

Fuente de luz Detector: Pantalla:

Impresora: Modo de medición:

Memoria.

Tiempo de barrido:

Análisis: GLP: Tamaño:

Requerimiento de alimentación:

Consumo de energía: Puertos de comunicación: S-200 Vis

de 320 a 1100nm

6nm

±0,5% T (Filtro NIST 930)

± 0.002 Abs (330-1090nm) $\leq 0.001 \text{ Abs } (500 \text{nm})$ ≤ 0.001 Abs/h (500nm)

(luego de 2 horas de calentamiento)

≤ 0.5% T + 1nm 2400nm/min

(0,2 de intervalo de muestreo sin filtro)

a cualquier posición en 1 seg. desde -0.3 hasta 1.999 desde 0 hasta 199.9%

desde -300 hasta 1999 1, 0.1, 0.01 o 0.001

Lámpara halógena de Tungsteno

S-220 UV/Vis

de 190 a 1000nm

5nm

±1% T (Filtro NIST 930)

0.5% T

± 0.005 Abs (200-990nm) \leq 0.005 Abs (250 nm) ≤ 0.005 Abs/h (250nm)

(luego de 2 horas de calentamiento)

≤ 0.5% T 0,2nm + 2nm ≤ 1nm 300nm/min

(0,2 de intervalo de muestreo sin filtro)

a cualquier posición en 1 seg.

de -0.3 a 1.999 de 0 a 199.9% Si

de -300 a 1999 1, 0.1, 0.01 or 0.001 lámpara pulsada por Xenón

Fotodiodo de Silicio

Pantalla LCD táctil de color, 4,3 pulgadas

especificada, impresora térmica de 80 columnas (puerto serial)

Haz simple

Almacenaje en tarjeta SD

Valor de concentración calculado y gráfico Absorbancia y longitud de onda de picos y valles Reloj en tiempo real y calendario, Autodiagnóstico

400 (W) x 280 (D) x 160 (H) mm AC, 100-240V, 50/60Hz 100VA

Puerto serial de impresora que conecta la impresora térmica

Puerto USB que conecta a la PC

Puerto de tarjeta SD que guarda datos métodos de medición Puerto de accesorios que conecta y controla varias opciones

4 kgs

Accesorios

Peso:

Código	Descripción
BOE 8620005	Portatubos de ensayo (solo para S-200)
BOE 8622004	Portacubetas rectangulares de paso largo para
	cubetas con paso de luz 10, 20, 30, 50 y 100 mm
BOE 8620003	Portamicrocubetas, para cubetas con altura de
	centro de 15 mm
BOE 8620020	Portacubetas de flujo, incl. cubeta de flujo de vidrio
	de cuarzo de 150 µl
BOE 8620030	Juego de "sipper" de muestra y portacubetas de
	flujo con cubeta de flujo de vidrio de cuarzo de 150 μl
BOE 8622040	Termostato electrónico (sistema Peltier) portacubetas
	TC (solo para S-220, S-300)
BOE 8620050	Portacubetas automático de 5 posiciones
BOE 8620060	Impresora térmica con alimentación de 100V-240V AC
BOE 8620001	Lámpara halógena de tungsteno (S-200)
BOE 8622001	Módulo de lámpara de xenón (S-220, S-300)
BOE 8622070	Software UV DETECTIVE para controlar y operar el
	espectrofotómetro mediante una PC. Este software
	puede controlar todas las operaciones del espectro
	fotómetro tales como la fotometría, barridos de long.
	de onda, barridos de tiempo y más.
	Otras funciones incluyen almacenar programas
	de métodos, guardar datos numéricos y gráficos,
	procesar salida de datos, transferencia de
	datos a hojas de cálculo comerciales como Excel® y
	generar reportes.
	Perrera reportee.



PORTATUBOS



AUTOMUESTRADOR DE 5 POSICIONES



PORTACUBETA DE FLUJO



IMPRESORA TÉRMICA




PORTACUBETA DE PASO LARGO



PORTATERMOSTATO **ELECTRÓNICO**



"SIPPER" DE MUE-STRA



PORTAMICROCUBE-

